



Certified Management System  
DIN EN ISO 9001: 2000  
JIS Q 9001: 2000  
EN ISO 13485: 2000  
ISO 13485: 2003

# Inami


## 3CCDコンパクトカラービデオカメラ L-0777



- 41万画素 IT CCDを3板採用
- CCUパネルのスイッチにより、蛍光箇所を鮮明にするフルオレセインモードへの切替えと、映像フリーズが可能に。(オプションのフットスイッチによる操作も可能です。)



## 撮像例



## 標準構成

- カメラヘッド
- カメラコントロールユニット
- カメラケーブル
- YC(S端子)ケーブル
- 電源ケーブル
- DVケーブル(6ピン-4ピン 2m)

L-0777-F  
専用フットスイッチ(オプション)



L-0554 Cマウントアダプター F=70(別売)  
L-0564 Cマウントアダプター F=50(別売)

<b>■ 定 格</b>	
光学系	R G Bプリズム方式
レンズマウント	Cマウント方式
撮像素子	1/2型41万画素 I T C C D × 3
走査方式	2:1インタレース 525本 60フィールド 30フレーム
アスペクト比	H4:V3
出力信号	
コンポジット出力	V B S : 1.0 V p-p / 75 Ω 2系統 BNC
S-VIDEO	Y : V S 1.0 V p-p / 75 Ω 2系統 S端子
	C : 0.286 V p-p / 75 Ω
R G B出力	R, B : 0.7 V p-p / 75 Ω 1系統 ミニD-Sub 15ピン
	G : 1.0 V p-p / 75 Ω (G on SYNC)
	SYNC : 2.5 V p-p / 75 Ω
D V出力	YUV 4:1:1 1系統 DVコネクタ 6ピン
入力信号	
外部同期入力	VBS: 1.0 V p-p / 75 Ω BNCループスルー BBS: 0.4 V p-p / 75 Ω
音声入力	-60dBm (モノラル)
リモート入力	RS-232C 1系統 D-Sub 9ピン オス
コントロール入力	フリーズ、フルオレセイン 1系統 D-Sub 9ピン メス
シャッタ速度	1/100~1/10000 連続可変 (オートシャッタ機能付き)
輪郭補正	水平:2H相当 垂直:2H
電源/消費電力	AC100V~240V(±10%) 25W
ケーブル長	5 m(標準) 7 m(最長オプション)
周囲温度	0°C~+40°C
外形寸法/質量	カメラヘッド:W34×H40×D41.4mm / 100 g以下 CCU:W240×H100×D290mm / 3.5 k g以下 (突起部を除く)
<b>■ 性 能</b>	
解像度	水平標準850本 垂直400本
S/N	62dB (γおよびディティールOFF、エンコーダ出力)
感 度	標準:2000 l x F11 / 3200K 以上
レジストレーションエラー	全画面 0.05%以内
<b>■ 機 能</b>	
カラーバー	S M P T E 内蔵
オート機能	オートホワイトバランス、オートホワイトシェーディング オートシャッタアイリス、オートゲインコントロール
輪郭強調	スキンドィテール ON/OFF (色輪郭補正強調)
低速シャッター	1/4~1/60秒
C C D読み出し	フィールド及びフレーム切り替え可能
フリーズ	メニューよりフレーム・フィールド切替可能 (画面静止機能)
色補正(ベイント)	R, Bch ±3dB
明るさ調整	ボリュームによる明るさ調整が可能
映像レベル表示	7段階
キャラクタ表示機能	色指定可能
測光エリア切替	メニューより測光エリアの選択が可能
その他	メニュー画面より詳細設定可
<b>■ オプション機能 (オプションボード及びソフト追加により)</b>	
静止画ファイリング	外付HDD等を接続することにより 静止画像のファイリングが可能
DICOM変換および送信	保存している静止画像をDICOMデータへ変換し DICOMサーバー等への送信が可能
外部リモート	操作パネルの機能を外部コントローラ(オプション)を 接続することにより操作ができます。
静止画ファイリング入出力信号	
PS2	キーボード及びマウス
VGA	SXGA(1280×1024 60HZ)D-Sub 15ピン
USB2.0	USBメモリ・USBHDD他
LAN	10/100BASE

※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。



株式会社 イナミ



Certified Management System  
DIN EN ISO 9001:2000  
JIS Q 9001:2000  
EN ISO 13485:2000  
ISO 13485:2003

本社及び美女木研究所にて  
品質システムの認証取得

本 社 : 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目24番2号 TEL.03-3814-1735 FAX.03-3814-3334  
Website : <http://www.inami.co.jp> E-mail : [corpinfo@inami.co.jp](mailto:corpinfo@inami.co.jp)  
名古屋 : 〒465-0094 名古屋市名東区亀の井3丁目208番地 TEL.052-704-2173 FAX.052-704-2174  
大 阪 : 〒663-8143 兵庫県西宮市枝川町17番8号204 TEL.0798-41-7232 FAX.0798-41-6733  
九 州 : 〒816-0905 福岡県大野城市川久保1丁目17番17号 TEL.092-504-1734 FAX.092-504-5355