



CF SERIES

INAMI Easy-to-Use Slit Lamps






The efficient simplicity—




お好みに合わせて、鏡頭をグリノー、3変倍タイプからお選びいただけます。



14mmφの光径が、角膜輪部の観察に最適です。




人間工学に基づいたハンドルにより、顎台の上下がスムーズに行えます。



インテリアにあわせて、ベースのカラーをお選びいただけます。




L-0399-CF コンパクトタイプ (グリノー)



Convergent optics for your comfort

L-0329-CF コンパクトタイプ (3変倍)



Convergent optics for your comfort

Compact
Type

✓ CONTACT LENS FITTING
コンタクトフィッティング

✓ ACADEMIC USE
学術用途



✓ SECOND MACHINE
セカンドスリット

✓ PINK-EYE
はやり目対策




L-0395-CF

ゴールドマンタイプ (グリノー)



L-0398-CF

ゴールドマンタイプ (3変倍)



Goldmann
Type

	L-0399CF (コンパクトタイプ)	L-0392CF (コンパクトタイプ)	L-0395CF (ゴールドマンタイプ)	L-398CF (ゴールドマンタイプ)
顕微鏡部				
変形形式	レバー式2変倍	ドラム回転式3変倍	レバー式2変倍	ドラム回転式3変倍
接眼レンズ	10倍	15倍	10倍	15倍
接眼レンズ (option)	16倍		16倍	
総合倍率 (視野径)	10・16倍 (20・13mm)	10・16・25倍 (21・13・9mm)	10・16倍 (20・13mm)	10・16・25倍 (21・13・9mm)
総合倍率 (視野径) <small>※16倍接眼レンズ装着時</small>	16・25倍 (13・10mm)		16・25倍 (13・10mm)	
眼幅調整	52 - 90mm	54 - 79mm	52 - 90mm	54 - 79mm
焦点距離	100mm	106mm	100mm	106mm
視度調整	±8D	±7D	±8D	±7D
照明・投影部				
スリット幅	0 - 14mm	0 - 14mm	0 - 14mm	0 - 14mm
スリット絞径	0.35・6.5・10.0・14.0mm	0.35・6.5・10.0・14.0mm	0.3・1.4・4.2・5.5・8.3・14mm	0.3・1.4・4.2・5.5・8.3・14mm
スリット長さ	0 - 14mm	0 - 14mm	0 - 14mm	0 - 14mm
スリット回転			±90°	±90°
フィルター	コバルトブルー・イエロー	コバルトブルー・イエロー	コバルトブルー・イエロー・防熱・レッドフリー・1/2ND	コバルトブルー・イエロー・防熱・レッドフリー・1/2ND
散光板(デヒューザー)	出射光口前面	出射光口前面		
照明電球	ハロゲン電球 12V 30W	ハロゲン電球 12V 30W	ハロゲン電球 12V 50W	ハロゲン電球 12V 50W
架台部				
上下作動範囲	30mm	30mm	30mm	30mm
前後作動範囲	75mm	75mm	75mm	75mm
左右作動範囲	105mm	105mm	105mm	105mm
微動作動範囲	半径10mm ジョイスティック操作	半径10mm ジョイスティック操作	半径10mm ジョイスティック操作	半径10mm ジョイスティック操作
架台部				
上下移動範囲	75mm	75mm	75mm	75mm
電源部				
入力電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	45VA	45VA	65VA	65VA
形状				
形状寸法	330(W)×320(D)×520(H)	330(W)×320(D)×520(H)	330(W)×300(D)×680(H)	330(W)×300(D)×680(H)
本体重量	約14.5 kg	約14.5 kg	約18kg	約18kg

Optional Accessories

1



OCL-002
16倍接眼レンズ
※L-0399CF, L-0395CFのみ

2



136A-3652
ハンドレスト

3



L-5110
アブラネーションノメーター
※L-0395CF, L-0398CFのみ

4



L-5130
アブラネーションノメーター
(プレートタイプ)

製造販売業許可番号 13B1X00048



A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市名東区亀の井3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※ 本カタログ記載価格は、すべて2010年11月現在の税別標準小売価格となっております。

※ 製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

※ 本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。