




Inami

ハロゲン倒像検眼鏡

L-3730



INAMI HALOGEN INDIRECT OPHTHALMOSCOPE L-3730



- タフなメカニズムと軽量でバランスの良いデザイン。従来タイプと比較して100gの軽量化。
- ハロゲン球を使用し、色温度の高い鮮明な眼底像の観察が可能です。
- グリップスイッチにし、長時間使用に対応するためにロック機能を設けました。
- 放熱性にすぐれたランプハウスによって、電球の熱をほとんどグリップに伝えません。

■仕様

フィルター：	コバルトブルー 1/2ND 無赤
照 野：	プリズムから50cmの位置で φ15mm～φ62mmまで連続可変
電 球：	10V 1.5A ハロゲン球 (L-3730H1)
重 量：	約220g
外形寸法：	φ52mm～251mm (長さ)



L-3730H1
ハロゲン球 (10V 1.5A)



K-0402
トランスフォーマー

※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

製造販売業許可番号 13B1X00048

 株式会社 **イナミ**

A Passion for a Nice View

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市名東区亀の井3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355