

It's for everyone.



K-0391 Black



K-0391-G White



K-0391-V Violet

イナミの万能試験枠K-0391は被検眼者に最大の安らぎを与えるために、

可能な限り軽量に設計されています。

高い耐久性を持ち、検眼時にレンズを正しい位置に置くために

迅速かつ簡単にPD角膜頂点の調整が可能です。



万能試験枠

K-0391 Series Inami Universal Light Weight Trial Frame

瞳孔距離：48~80mm(±0.8mm)

角膜測定目盛り：2mm間隔

フレーム角度調整：35°(上方向30°±5°，下方向5°+5°-2°)

フレーム長さ調整：35mm

鼻当角度調節：360°

鼻当長さ調節：22mm ±1.5mm

最大レンズ枚数：10枚 (片側5枚)

レンズ角度：0° ±5° , 180° ±5°